

NOVOCIB

nucleoside metabolism explorer
Crée Boulogne · Halle à Marée Quai Jean Voisin · 62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tél: 06 31 44 68 05 · labo@novocib.com

Rapport d'essais numéro ° NOVOCIB {{numéro_rapport}}

Date de rapport : du {{date_rapport}}

Appellation produit : {{appellation_produit}}

À l'attention de : {{nom_destinataire}}

{{titre_poste_destinataire}}
{{nom_entreprise_client}}
{{adresse_entreprise_client}}

Caractéristiques de l'échantillon

Date et lieu de prélèvement :	{{Lieu_de_prelevement}} · {{date_heure_prelevement}} · {{adresse_prelevement}} · {{ville_prelevement}}	Conditions de conservation à la réception :	{{conditions_coservation_reception}}
Date, heure et T°C à la réception au laboratoire :	{{date_heure_arrive_labo}} · {{temperature_reception}}	Date de mise en analyse :	{{date_heure_mise_en_analyse}}

Identification de l'échantillon (données fournies par le client)

Fournisseur / Fabricant :	{{fournisseur_fabricant}}	Nom de produit :	{{nom_produit}}
Conditionnement :	{{conditionnement}}	Espèce :	{{espece}}
Agrément :	{{agrement}}	Origine :	{{origine}}
Lot :	{{lot}}	Date d'emballage :	{{date_emabalage}}
Code article :	{{code_article}}	A consommer jusqu'au :	{{dlc}}

Résultats des essais physico-chimiques

N° Ech	Lot Date Fab. DLC	Essai (méthode)	Résultat (incertitude)	Unité	Critère qualité
3	PRECICE® Nucleotides Assay kit (NOVOCIB) Lot {{lot_precice}}	Méthode enzymatique colorimétrique de dosage de trois nucléotides IMP, Inosine et hypoxanthine AFNOR XP V45-077 (2025)	IMP {{imp}}% · K-value {{k_value}}	Molar %	Sashimi : IMP >90% / K-value <10% · Extra : IMP 65-90% / K-value 10-35% · A : IMP 40-65% / K-value 35-60% · B : IMP <40% /

N° Ech	Lot Date Fab. DLC	Essai (méthode)	Résultat (incertitude)	Unité	Critère qualité
					K-value >60%

VALIDATION

Résultat(s) : {{conformite}}
Qualité : {{qualite}}

Boulogne sur Mer, le {{date_du_jour}}

BALAKIREVA Larissa, PhD
Responsable de laboratoire